

研究予算を有効活用！ 年末第1弾：日本国内解析キャンペーン

キャンペーン期間：～2025年11月27日(木)ご到着分まで

・トランスクリプトーム解析(RNA-seq)

PolyA選択、stranded、DNBSEQ、PE150
4検体から承ります

仕様	キャンペーン価格(税別)
6Gb	19,500 /検体
9Gb	22,500 /検体

・ヒト全ゲノムリシーケンス解析

PCR有/無、DNBSEQ、PE150
4検体から承ります

仕様	キャンペーン価格(税別)
90Gb	65,000 /検体

・全ゲノムシーケンス解析

PCR有/無、DNBSEQ、PE150
4検体から承ります

仕様	キャンペーン価格(税別)
5Gb	23,000 /検体
10Gb	25,000 /検体
20Gb	30,000 /検体
50Gb	45,000 /検体

・調製済みライブラリシーケンス解析

DNBSEQ-G400

仕様	キャンペーン価格(税別)
PE150 目安：120Gb/レーン	95,000 /レーン
	330,000 /フローセル(4レーン)
PE100 目安：80Gb/レーン	94,000 /レーン
	320,000 /フローセル(4レーン)

キャンペーン利用規約

- 2025年11月27日(木)までに、弊社神戸オフィスに届いたサンプル分のみ適用されます。
- 送料とデータ納品(HDD/クラウド)の料金は別途となります。
- 初回のQC費用は無料で、再提出の場合は別途QC費用が発生します。
- その他の利用規約が適用される場合がございます。



お問い合わせフォーム

・提出サンプル要件

WGS

サンプル種類	サンプル量	サンプル濃度
Genome DNA、 plasmid	m≥1μg	c≥12.5ng/μL

RNA-Seq (Transcriptome)

サンプル種類	サンプル要件				
Human/mouse Total RNA	m≥0.2μg	c≥10 ng/μL	RIN≥7.0	28S/18S≥1.0	The baseline is smooth; 5S peak is not high
Human blood Total RNA	m≥0.5μg	c≥40 ng/μL			
Other animal Total RNA (except insect)	m≥0.4μg	c≥10 ng/μL			
Meta Total RNA	m≥1μg	c≥40 ng/μL			
Plant Total RNA	m≥0.4μg	c≥10 ng/μL	RIN≥6.0		
Fungi Total RNA	m≥1μg	c≥40 ng/μL	RIN≥6.5		
Insect Total RNA	m≥0.4μg	c≥10 ng/μL	The baseline is smooth; 5S peak is not high		

詳細については下記までお問い合わせください

BGI JAPAN 株式会社
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル8F

Tel: 078-599-6108 Fax: 078-599-6109
E-mail: bgijapan@genomics.cn
Web: <https://www.bgi.com/jp/>



www.bgi.com



BGI Genomics

代理店 記入欄